

# VI+SEPT™ tablets

## Disinfettante di alto livello per dispositivi medici

- Formulazione disinfettante ad ampio spettro
- Efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni
- Pulisce e disinfetta in un unico passaggio
- Ideale per l'uso sulle superfici dei dispositivi medici
- Disinfezione di cappe da laboratorio, culle termiche, materassi terapeutici, riuniti dentali
- Disinfezione di dispositivi medici, come ecografi, spirometri e mascherine aerosoliche.
- Disinfezione di tutte le superfici dure. Compatibile con le gomme, siliconi, materiali resinosi e tessuti.

### Caratteristiche generali

**Vi+Sept™ Tablets** è un disinfettante di alto livello con una formulazione unica, perché consente di effettuare pulizia e disinfezione in un solo passaggio. La soluzione d'uso si ottiene dalla dissoluzione delle compresse in acqua. Dopo 10 minuti, l'acqua assumerà una colorazione bianca opaca e la soluzione sarà attiva per la durata di 5 giorni. **Vi+Sept™ Tablets** in soluzione è efficace anche in presenza di materiale organico ("sporco") e consente di effettuare pulizia e disinfezione in un solo step, senza nessun'operazione di pulizia preliminare. **Vi+Sept™ Tablets** in soluzione ha una tossicità bassissima (DL50=4123mg/kg), non è sensibilizzante ed è biodegradabile.

**Vi+Sept™ Tablets** è rapidamente efficace, distrugge il 99,999% dei microrganismi in 10 minuti, anche in presenza di materiale organico.

### Facile da preparare

**Vi+Sept™ Tablets** è un prodotto in compresse da disciogliere in normale acqua di rete. Si ottiene così una soluzione opaca e inodore, pronta all'uso. Con una compressa è possibile ottenere 500 ml di soluzione disinfettante.

### Composizione chimica

**Vi+Sept™ Tablets** è una miscela stabile e bilanciata di composti perossidici. Contiene un surfactante anionico, degli acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico. La sua componente disinfettante agisce in combinazione sinergica con la componente detergente per garantire pulizia e disinfezione.

### Confezionamento e forma

**Vi+Sept™ Tablets** è disponibile in compresse nei seguenti formati:

Confezione da **10 compresse** di 5 gr / 5 litri.

Confezione da **50 compresse** di 5 gr / 25 litri.

Confezione da **10 bustine monodose** di 5 gr / 5 litri.

### Conservazione e durata

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Durata in compresse: **24 mesi**.

Durata in soluzione: **5 giorni**.



# VI+SEPT™ tablets

## Modalità di azione

Agisce mediante l'ossidazione delle proteine e degli altri componenti delle cellule protoplasmatiche, provocando la rottura della membrana cellulare e l'inibizione del sistema enzimatico.

### Per la disinfezione del **riunito dentale**:

Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente su un panno e procedere sulle parti del riunito, a partire dalla lampada per finire con la superficie della poltrona.

### Per la disinfezione delle **superfici** e dei **dispositivi medicali**:

Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente su un panno e procedere su tutte le superfici.

### Per la disinfezione delle **impronte dentarie, dime chirurgiche, protesi in resina e gomma**:

Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente sulle impronte, lasciare agire per 10 minuti.

### Per la disinfezione di **materassi terapeutici** e **tessuti**:

Nebulizzare la soluzione consigliata di direttamente sul materasso e lasciare agire per minuti.

## Sicurezza

**Vi+Sept™ Tablets** possiede un eccezionale profilo di sicurezza. La soluzione non è tossica né sensibilizzante, non produce vapori tossici ed è completamente biodegradabile nel tempo, nel rispetto dell'ambiente. **Vi+Sept™ Tablets** non contiene aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario. È in conformità con le legislazioni EU sulla classificazione e sull'etichettatura dei preparati chimici.

## Procedura di utilizzo



Riempire il flacone di acqua corrente.



Inserire il concentrato di BiteWash all'interno del flacone.



Attendere 10 minuti lo scioglimento fino ad ottenere una soluzione trasparente.



Nebulizzare sul dispositivo.



lasciare agire per 10 min.



Risciacquare.

## Efficacia sperimentata

La sua molecola si è dimostrata efficace contro più di 200 ceppi virali, batterici e fungini, causa di infezioni in esseri umani ed animali, grazie ad una serie di test europei, statunitensi, canadesi e indipendenti.

## Attività ad ampio spettro

**Vi+Sept™ Tablets** garantisce una rapida disinfezione di alto livello delle superfici contaminate da virus trasmissibili per via ematica, come HIV ed Epatiti, contro *Norovirus* (SRSV) e *Coronavirus* (SARS), contro batteri gram negativi e gram positivi (*E. coli*, *Staphylococcus aureus* - MRSA), funghi e forme non vegetative.

CE 0476

**MEDICALINE**®

Prodotto da: Medicaline S.R.L. Unipersonale • Via IX Giugno, 19 • 34074 Monfalcone (GO)  
telefono: +39 040 360470 • fax: +39 040 761560 • e-mail: info@medicaline.it • sito web: www.medicaline.it