

		Autopolimerizzazione				Polimerizzazione a caldo		
	Fabbricante - Prodotto	Tecnica a colaggio	Tecnica a zeppatura	Tecnica a iniezione	Alto impatto conforme a ISO 20795:1	Tecnica a zeppatura	Tecnica a iniezione	Alto impatto conforme a ISO 20795:1
Autopolimerizzante	Candulor - Aesthetic Blue	✓	✓	-	-	-	-	-
	Ivoclar Vivadent - Probase Cold	✓	✓	-	-	-	-	-
	Kulzer - PalaXpress Ultra* <i>(*solo ottimizzato per tenacità a frattura!)</i>	✓	-	✓	-	-	-	-
	Kulzer - PalaXtreme	✓	-	✓	✓	-	-	-
	Dentsply Sirona - Lucitone HIPA	✓	-		✓	-	-	-
	Ivoclar Vivadent - SR Ivobase High Impact (capsule)	-	-	✓	✓	-	-	-
	St.George - Excel Formula Ultra Hi-Impact Pourable	✓	-	-	✓	-	-	-
Polimerizzante a caldo	Candulor - Aesthetic Red	-	-	-	-	✓	-	-
	Ivoclar Vivadent - ProBase Hot	-	-	-	-	✓	-	-
	Dentsply Sirona - Lucitone 199	-	-	-	-	✓	-	✓
	Merz Dental - Promolux High Impact	-	-	-	-	✓	✓	✓
	St.George - Excel Formula Ultra Hi (Heat Cure)	-	-	-	-	✓	-	✓
	Ivoclar Vivadent - SR Ivocap High Impact (capsule)	-	-	-	-	-	✓	✓
	Candulor - XPLEX	✓	✓	-	✓	✓	-	✓